

Cosmedico
COLLAGEN
Pro Beauty

Die Haut- verjüngungs- Sensation



Cosmedico
COLLAGEN
Pro Beauty

Mit **Cosmedico COLLAGEN Lampen** wird der Traum von der Hautverjüngung endlich wahr. Mehrere Langzeitstudien haben bewiesen, dass die körpereigene Collagenproduktion mit rotem Licht der Wellenlänge 633 Nanometer stimuliert werden kann.

Die sanften roten Lichtwellen der **Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty** verfügen über dieses ideale Spektrum und regen dadurch die Produktion von Collagen, Elastin und biologischen Enzymen an. Das Bindegewebe wird deutlich sichtbar gestrafft und die Spannkraft der Haut erhöht sich.

Collagen, ein menschliches Protein, ist für die Spannkraft, Elastizität, Geschmeidigkeit und den Feuchtigkeitshaushalt der Haut verantwortlich. Sowie für die regelmäßige Erneuerung der Hautzellen. Durch den Alterungsprozess verliert die Haut jedoch die körpereigene Fähigkeit zur Neubildung von Collagen. Entsprechende Studien zeigen, dass die Hautalterung im Bindegewebe, dessen Hauptbestandteil Collagen ist, stattfindet. Das Ergebnis einer nachlassenden Bio-Synthese in der Unterhaut des Bindegewebes ist eine verringerte Spannkraft der Haut. Dies führt zu ersten Fältchen, die sich später zu Falten ausbilden.

Mit den sanftroten Lichtwellen der **Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty** Lampen wird die natürliche Bio-Synthese stimuliert. Die Hautalterung wird gestoppt, die Spannkraft der Haut erhalten.

Vorteile:

- **Sichtbarer Anti-Aging Effekt**
- **Reduzierung von Falten – insbesondere im Bereich der Augen, des Dekolletees sowie um Mund und Lippen**
- **Verbesserung der Hautelastizität, -geschmeidigkeit und -spannkraft**
- **Erneuerung von Collagen und elastischen Fasern**
- **Sauerstoffanreicherung und Entgiftung der Haut**
- **Aktivierung des Stoffwechsels der Haut**
- **Förderung gesunder Haut**
- **Keine Nebenwirkungen**
- **Schmerzfremde Therapie**

Der Verjüngungseffekt mit Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty




Der Alterungsprozess wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt: Je älter die Haut, umso langsamer der Hautstoffwechsel. Dies führt zu einem Abfall der Zellenergie in den sogenannten Fibroblast Zellen, die Collagen und Elastin produzieren. Darüber hinaus verringert sich die Fähigkeit des Körpers, die für diese Zellen notwendigen Nährstoffe zu produzieren. Das Ergebnis ist eine nachlassende Produktion von Collagen und Elastin, was zu Falten und einer schlaffen Haut ohne Spannkraft führt.



Die sanften roten Lichtwellen der **Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty** Lampen regen die Haut an, wieder hautstraffendes Collagen und Elastin zu produzieren. Diese Photo-Bio-Stimulation in den tieferen Hautschichten aktiviert den Stoffwechsel in der Haut und führt zu einem sichtbaren Glättungseffekt an der Hautoberfläche. Das Ergebnis ist eine feste und straffe Haut mit weniger Falten und einer frischen, jugendlichen Ausstrahlung.

Relatives Strahlungsspektrum Beispiel: Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty 15 W



Anwendung

Für einen sichtbaren Anti-Aging Effekt wird eine Behandlung von 4 - 12 Wochen empfohlen. In jedem Fall werden Häufigkeit und Dauer der Behandlung auf die individuellen Bedürfnisse angepasst. Wir empfehlen die Durchführung der Behandlung durch qualifizierte Hautspezialisten (z. B. Kosmetikerinnen, Dermatologen), die einen Behandlungsplan auf Basis des individuellen Hautzustandes aufstellen und somit beste Ergebnisse erzielen können. Die Anwendung einer Hyaluron Feuchtigkeitscreme in Kombination mit der Collagen Lichtwellen-Therapie kann den Anti-Aging Effekt unterstützen. Die Augen während der Behandlung geschlossen halten. Eine Schutzbrille ist nicht erforderlich.

Bei der Collagen Therapie mit **Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty** kommt weder UV- noch Laserstrahlung zum Einsatz. Das sichtbare rote Licht ist warm, nicht heiß und stimuliert den körpereigenen Prozess der Bio-Synthese. Die Behandlung wird als sehr angenehm empfunden und ist frei von Nebenwirkungen. Die Anwendung ist für alle Hauttypen jeden Alters, männlich wie weiblich, geeignet. Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty Lampen können in herkömmliche Solarien ebenso eingebaut werden wie UV Lampen. Sie verwandeln die Sonnenliege in ein modernes Licht-Therapie-Gerät.

Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty

Warmtonlampen mit sanftrotem Licht

Produkt	Art.Nr.	Länge in mm	Ø	Typ	Reflektor	Spektrum	Leistungsspitze	Strahlung	Dauer der Anwendung*)	VE/Karton	VE/Palette
15 W	19319	288	T5	Kurzgestell	•	Schmalband	633 nm	sanftrot	25-30 min.	25 Stk.	500 Stk.
25 W	19320	520	T5	Kurzgestell	•	Schmalband	633 nm	sanftrot	22-27 min.	25 Stk.	500 Stk.
40 W	15036	590	T12	Kurzgestell	•	Schmalband	633 nm	sanftrot	20-25 min.	25 Stk.	500 Stk.
100 W	19100	1760	T12	Kurzgestell	•	Schmalband	633 nm	sanftrot	17-22 min.	25 Stk.	500 Stk.
160 W	16628	1760	T12	Kurzgestell	•	Schmalband	633 nm	sanftrot	15-20 min.	25 Stk.	500 Stk.
180 W	19180	2000	T12	Kurzgestell	•	Schmalband	633 nm	sanftrot	15-20 min.	25 Stk.	500 Stk.

*abhängig von Gerätetyp, Anzahl der Lampen und Hauttyp

KONTAKT

Cosmedico Licht GmbH | Kölner Strasse 8 | D-70376 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 54 00 4 - 0 | Fax +49 (0)711 54 00 4 - 55
info@cosmedico.de | www.cosmedico.de